

## Bite Healer 10 User Manual



### ⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!  
Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

### Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 12 months from the date of purchase. Beyond 12 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

### SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83892723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com  
Address: Unit G355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics

Thanks for purchasing NITECORE! BRe11041025

### ⚠ Warning

1. This product is USB-C rechargeable. Please use compliant power supplies. DO NOT use damaged charging cables.
2. Please keep this product out of the reach of children and pets to prevent accidental swallowing.
3. This product is intended only for relieving itching caused by mosquito bites.
4. This product is intended for use by adults aged 18 and over. It is not recommended for children under 10 years old. Children aged 10 and over or individuals with disabilities should only use the product under the assistance and supervision of a legal guardian.
5. DO NOT use the product on infants or young children to prevent burns.
6. DO NOT use the product if you have skin diseases (e.g., eczema or infectious dermatitis) or heat sensitivity.
7. DO NOT use the product on broken, wounded or inflamed skin, or areas with severe allergic reactions, as it may exacerbate the symptoms or cause infections.
8. Use with caution in patients with seizure disorders or keloids history. A patch test is recommended before regular use.
9. Seek medical advice in advance if using this product during pregnancy.

10. Use with caution or under supervision in patients with sensory impairment caused by metabolic disorders (e.g., diabetes mellitus, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, thyroid dysfunction, or neuroimmune disorders).
11. The regular mode is recommended for the first use on a small, non-sensitive skin area to check for any discomfort or allergic reactions. Stop using the product if redness, swelling, or other abnormal reactions develop.
12. Closely monitor your skin during use. Stop using the product and rinse the affected area with running water if any abnormal symptoms occur and persist (e.g., severe redness, intensified itching, burning sensation, or allergic reactions). Seek immediate medical attention if necessary.
13. DO NOT use the product on face, near the eyes or other sensitive and delicate skin areas.
14. DO NOT overuse the product. It is recommended not to use consecutively on the same skin area more than 5 times per hour and leave an interval of at least 2 minutes between each application to avoid burns or allergic reactions.
15. DO NOT scratch the skin area during use to avoid further irritation and potential skin damage.
16. This product may cause temporary localized redness, warmth, or a mild stinging sensation, which typically subsides within a few minutes.
17. This product is intended for human use only. DO NOT apply it to animals such as dogs or cats.
18. DO NOT use the product on flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
19. This product is not a substitute for medical advice or treatment. Please seek medical attention promptly if the discomfort or symptoms persist after use.
20. DO NOT place the product in water. Please dry it thoroughly before use in case of accidental drops into water.
21. DO NOT insert foreign matters into the charging port.
22. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this may cause battery explosion or combustion
23. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.


### ⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.


### Technical Data

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacity            | 130mAh                                                            |
| Operating Times     | Approx. 100 times per full charge                                 |
| Heating Temperature | High-Performance Mode: 50°C (122°F)<br>Regular Mode: 45°C (113°F) |
| Dimensions          | 60.0mm x 16.0mm x 16.0mm<br>(2.36" x 0.63" x 0.63")               |
| Weight              | 12g±2g / 0.42 oz±0.07 oz<br>(Accessory Not Included)              |
| Accessory           | Key Clasp                                                         |
| IP Rating           | IP54                                                              |

### Product Overview



### Charging Function



### (English)

#### Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the product before the first use.

**Power Connection:** As illustrated, use a USB charging cable to connect an external power supply (e.g., an adapter, a power bank or other charging devices) to the charging port of the product to begin the charging process.

- During the charging process, the blue indicators will transition gradually from flashing to a steady light, one by one, displaying the battery level.
- When the product is fully charged, the 3 blue indicators will become steadily turned on.
- The charging time is approx. 1 hour 40 minutes (charged via a 5V/1A adapter).
- When fully charged, the standby time is about 12 months.

#### Operation Instructions

The product features two temperature settings. Please select the appropriate setting based on your skin condition.

##### 1. Fast Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button until the red indicator becomes steadily turned on. Release the button and place the contact plate onto the mosquito bite area. After 3 seconds, the red indicator will automatically go off, indicating the product has turned off.

##### 2. Long-lasting Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button. Even after the red indicator becomes steadily turned on, continue holding the button until the blue indicator(s) is(are) on. Release it and place the contact plate onto the mosquito bite area. (The product has three blue indicators. Each activated blue indicator indicates an additional second of relief duration.)

- When 1 blue indicator is turned on, the relief duration is 4 seconds.
- When 2 blue indicators are turned on, the relief duration is 5 seconds.
- When 3 blue indicators are turned on, the relief duration is 6 seconds (maximum duration).

**Note:** If all of the three blue indicators are turned on and the button continues to be pressed, the red and blue indicators will turn off simultaneously and the product will shut down automatically.

#### Power Indication

Short press the HI Button / LO Button, and the corresponding blue indicators will turn on sequentially to indicate the remaining battery power.

| Status of Indicators | Power Level                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 3 Constant-on        | 75%-100%                                                |
| 2 Constant-on        | 35%-75%                                                 |
| 1 Constant-on        | 5%-35%                                                  |
| 1 Flashing           | 0%-5% (Please recharge the product as soon as possible) |

#### Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

### (Deutsch)

#### ⚠ Warnung

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
3. Dieses Produkt ist nur zur Linderung des durch Mückenstiche verursachten Juckreizes bestimmt.
4. Dieses Produkt ist für die Anwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Es wird nicht für Kinder unter 10 Jahren empfohlen. Kinder ab 10 Jahren oder Personen mit Behinderungen sollten das Produkt nur mit Unterstützung und unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten verwenden.
5. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Säuglingen oder Kleinkindern, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Sie Hautkrankheiten (z. B. Ekzeme oder infektiöse Dermatitis) oder Hitzeempfindlichkeit haben.
7. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf geissener, verletzter oder entzündeter Haut oder auf Bereichen mit schweren allergischen Reaktionen, da es die Symptome verschlimmern oder Infektionen verursachen kann.
8. Bei Patienten mit Anfallsleiden oder Keuliden in der Vorgeschichte ist Vorsicht geboten. Ein Patch-Test wird vor der regelmäßigen Anwendung empfohlen.
9. Bei Verwendung dieses Produkts während der Schwangerschaft ist vorher ärztlicher Rat einzuholen.
10. Bei Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen aufgrund von Stoffwechselstörungen (z. B. Diabetes mellitus, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Schilddrüsenfunktionsfunktio oder Neuroimmunerkrankungen) mit Vorsicht oder unter Aufsicht anwenden.
11. Der Standard Mode wird für die erste Anwendung auf einer kleinen, unempfindlichen Hautstelle empfohlen, um eventuelle Beschwerden oder allergische Reaktionen zu prüfen. Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn Rötungen, Schwellungen oder andere abnormale Reaktionen auftreten.
12. Beobachten Sie Ihre Haut während der Anwendung genau. Beenden Sie die Anwendung des Produkts und spülen Sie die betroffene Stelle mit fließendem Wasser ab, wenn ungewöhnliche Symptome auftreten und anhalten (z. B. starke Rötung, verstärkter Juckreiz, Brennen oder allergische Reaktionen). Suchen Sie, falls erforderlich, sofort einen Arzt auf.
13. Verwenden Sie das Produkt NICHT im Gesicht, in der Nähe der Augen oder an anderen empfindlichen und sensiblen Hautstellen.
14. Verwenden Sie das Produkt NICHT übermäßig. Es wird empfohlen, das Produkt nicht öfter als 5 Mal pro Stunde auf derselben Hautstelle anzuwenden und zwischen den einzelnen Anwendungen einen Abstand von mindestens 2 Minuten zu lassen, um Verbrennungen oder allergische Reaktionen zu vermeiden.
15. Kratzen Sie während der Anwendung nicht auf der Haut, um weitere Reizungen und mögliche Hautschäden zu vermeiden.
16. Dieses Produkt kann eine vorübergehende lokale Rötung, Wärme oder ein leichtes Stechen verursachen, das normalerweise innerhalb weniger Minuten abklingt.
17. Dieses Produkt ist nur für den menschlichen Gebrauch bestimmt. Wenden Sie es NICHT bei Tieren wie Hunden oder Katzen an.
18. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf entflammaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu einer Verbrennung oder Explosion führen kann.
19. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ärztliche Beratung oder Behandlung. Bitte suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn die Beschwerden oder Symptome nach der Anwendung anhalten.

20. Legen Sie das Produkt NICHT ins Wasser. Bitte trocknen Sie es vor dem Gebrauch gründlich ab, falls es versehentlich ins Wasser gefallen ist.

21. Stecken Sie KEINE Fremdkörper in den Ladeanschluss.

22. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da dies zu einer Explosion oder Verbrennung des Akkus führen kann.

23. Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantie“ im Handbuch.

#### ⚠ Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät NICHT. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

#### Aufladefunktion

Das Produkt ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

##### Stromanschluss:

- Verwenden Sie ein USB-Ladekabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss des Produkts zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten.
- Während des Ladevorgangs gehen die blauen LEDs allmählich von Blinken zu Dauerlicht über und zeigen so den Ladezustand an.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 blauen LEDs durchgehend.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 40 Minuten (aufgeladen über einen 5V/1A-Adapter).
- Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit etwa 12 Monate.

#### Betriebsanleitung

Das Produkt verfügt über zwei Temperatureinstellungen. Bitte wählen Sie die für Ihren Hautzustand geeignete Einstellung.

##### 1. Schnelle Juckreizlinderung

1. Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste, bis die rote LED dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. Nach 3 Sekunden erlischt die rote Anzeige automatisch und zeigt damit an, dass sich das Produkt ausgeschaltet hat.

##### 2. Lang anhaltende Juckreizlinderung

- Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste. Auch wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die blaue(n) LED(s) leuchtet (leuchten). Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. (Das Produkt hat drei blaue LEDs. Jede aktivierte blaue LED zeigt eine zusätzliche Sekunde Linderung an).
- Wenn 1 blaue LED eingeschaltet ist, beträgt die Dauer der Linderung 4 Sekunden.
- Wenn 2 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Dauer der Linderung 5 Sekunden.
- Wenn 3 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Dauer der Entlastungsdauer 6 Sekunden (maximale Dauer).

**Hinweis:** Wenn alle drei blauen Anzeigen eingeschaltet sind und die Taste weiterhin gedrückt wird, erlöschen die rote und die blaue Anzeige gleichzeitig und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

#### Restenergie-Anzeige

Drücken Sie kurz die HI-Taste / LO-Taste, und die entsprechenden blauen LEDs leuchten nacheinander auf, um die verbleibende Energie anzuzeigen.

| Status der LEDs | Restenergie                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 3 Konstant-an   | 75% - 100%                                                   |
| 2 Konstant-an   | 35% - 75%                                                    |
| 1 Konstant-an   | 5% - 35%                                                     |
| 1 Blinkend      | 0% - 5% (bitte laden Sie das Produkt sobald wie möglich auf) |

#### Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entstehen.

#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

9. Demander l'avis d'un médecin en cas d'utilisation de ce produit pendant la grossesse.
10. Utiliser avec prudence ou sous surveillance chez les patients présentant une déficience sensorielle causée par des troubles métaboliques (par exemple, diabète, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, dysfonctionnement thyroïdien ou troubles neuro-immunitaires).
11. Le mode normal est recommandé pour la première utilisation sur une petite zone de peau non sensible afin de vérifier l'absence d'inconfort ou de réactions allergiques. Cessez d'utiliser le produit en cas de rougeur, de gonflement ou d'autres réactions anormales.
12. Surveillez attentivement votre peau pendant l'utilisation. Cessez d'utiliser le produit et rincez la zone affectée à l'eau courante si des symptômes anormaux apparaissent et persistent (par exemple, rougeurs importantes, démangeaisons accrues, sensation de brûlure ou réactions allergiques). Consulter immédiatement un médecin si nécessaire.
13. NE PAS utiliser le produit sur le visage, près des yeux ou sur d'autres zones sensibles et délicates de la peau.
14. NE PAS utiliser le produit de manière excessive. Il est recommandé de ne pas l'utiliser consécutivement sur la même zone cutanée plus de 5 fois par heure et de laisser un intervalle d'au moins 2 minutes entre chaque application afin d'éviter les brûlures ou les réactions allergiques.
15. NE PAS gratter la zone cutanée pendant l'utilisation afin d'éviter toute irritation supplémentaire et tout dommage potentiel de la peau.
16. Ce produit peut provoquer une rougeur, une chaleur ou une légère sensation de piqûre localisée temporaire, qui disparaît généralement en quelques minutes.
17. Ce produit est destiné à un usage humain uniquement. NE PAS l'appliquer sur des animaux tels que les chiens ou les chats.
18. NE PAS utiliser le produit sur des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
19. Ce produit ne remplace pas un avis ou un traitement médical. Veuillez consulter rapidement un médecin si l'inconfort ou les symptômes persistent après l'utilisation.
20. NE PAS placer le produit dans l'eau. Veuillez le sécher complètement avant de l'utiliser en cas de chute accidentelle dans l'eau.
21. N'insérez PAS de corps étrangers dans le port de charge.
22. N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner l'explosion ou la combustion de la batterie.
23. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

#### ⚠ Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

#### Recharger l'appareil

Le produit est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez recharger le produit avant la première utilisation. **Connexion à une source d'alimentation**  
Comme illustré, utilisez un câble de charge USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple un adaptateur

secteur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge du produit pour commencer le processus de rechargement.

- Pendant le processus de rechargement, les indicateurs bleus passent progressivement du clignotement à une lumière constante, un par un, pour indiquer le niveau de la batterie.
- Lorsque le produit est complètement rechargé, les 3 indicateurs bleus s'allument de manière continue.
- Le temps de recharge est d'environ 1 heure 40 minutes (charge via un adaptateur 5V/1A).
- Lorsque le produit est complètement rechargé, l'autonomie en veille est d'environ 12 mois.

#### Instructions de fonctionnement

Le produit propose deux réglages de température. Veuillez sélectionner le réglage approprié en fonction de l'état de votre peau.

##### 1. Soulagement rapide des démangeaisons

Appuyez sur le bouton HI / LO et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur rouge s'allume en continu. Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. Après 3 secondes, le voyant rouge s'éteint automatiquement, indiquant que le produit s'est éteint.

##### 2. Soulagement durable des démangeaisons

Appuyez sur le bouton HI / LO et le maintenir enfoncé. Même après que le voyant rouge se soit allumé de manière stable, continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que led(s) voyant(s) bleu(s) s'allument(nt). Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. Le produit comporte trois indicateurs bleus. Chaque indicateur bleu activé indique une seconde supplémentaire de durée de soulagement).

- Lorsque 1 indicateur bleu est activé, la durée du soulagement est de 4 secondes.
- Lorsque 2 indicateurs bleus sont activés, la durée du soulagement est de 5 secondes.
- Lorsque 3 indicateurs bleus sont allumés, la durée de la soulagement est de 6 secondes (durée maximale).

**Remarque :** si les trois indicateurs bleus sont allumés et que l'on continue à appuyer sur le bouton, les indicateurs rouge et bleu s'éteignent simultanément et le produit s'arrête automatiquement.

#### Indication de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton HI / LO, et les indicateurs bleus correspondants s'allument successivement pour indiquer la charge restante de la batterie.

| Statut des indicateurs | Niveau de puissance                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3 Constants            | 75%-100%                                               |
| 2 Constants            | 35%-75%                                                |
| 1 Constants            | 5%-35%                                                 |
| 1 Clignotant           | 0%-5% (Veuillez recharger le produit dès que possible) |

#### Clause de non- responsabilité

Ce produit est assuré mondialement par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne peut être tenu pour responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

### (Русский)

#### ⚠ Меры предосторожности

1. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы избежать опасностей вследствие случайного проглатывания прибора.
3. Устройство предназначено только для устранения зуда, вызванного укусами комаров.
4. Устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. Детям младше 10 лет использование не рекомендуется. Дети старше 10 лет и лица с ограниченными возможностями должны использовать устройство только под наблюдением и при непосредственной помощи законного опекуна.
5. НЕ используйте устройство на коже младенцев или маленьких детей во избежание ожогов.
6. НЕ используйте устройство при наличии кожных заболеваний (например, экземы или инфекционного дерматита), а также при повышенной чувствительности к теплу.
7. НЕ используйте устройство на поврежденной, раненой или воспаленной коже, а также на участках с сильными аллергическими реакциями, так как это может усугубить симптомы или вызвать инфекцию.
8. Используйте с осторожностью при наличии эпилепсии (судорожных расстройств) или склонности к образованию келоидных рубцов. Перед регулярным использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.
9. Перед использованием устройства за время беременности проконсультируйтесь с врачом.
10. Используйте с осторожностью или под наблюдением при наличии нарушений чувствительности, вызванных метаболическими расстройствами (например, диабетом, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, дисфункцией щитовидной железы или нейроиммунными нарушениями).
11. При первом использовании рекомендуется выбрать обычный режим и протестировать устройство на небольшом, нечувствительном участке кожи, чтобы проверить наличие дисконформности или аллергических реакций. Прекратите использование, если появились покраснение, отек или другие ненормальные реакции.
12. Внимательно следите за состоянием кожи во время использования. Прекратите использование и промойте пораженный участок проточной водой, если возникнут и сохранятся ненормальные симптомы (например, сильное покраснение, усиление зуда, жжение или аллергические реакции). При необходимости немедленно обратитесь за медицинской помощью.
13. НЕ используйте устройство на лице, вблизи глаз и на прочих чувствительных и нежных участках кожи.
14. НЕ злоупотребляйте применением устройства. Рекомендуется не использовать его на одном и том же участке кожи более 5 раз подряд в течение часа, а также делать перерыв не менее 2 минут между применениями, чтобы избежать ожогов и аллергических реакций.
15. НЕ расщипывайте кожу при использовании устройства во избежание дальнейшего раздражения и возможного повреждения кожи.
16. Устройство может вызывать временное покраснение, ощущение тепла или легкой покалывания, которые обычно проходят в течение нескольких минут.
17. Устройство предназначено для использования только на коже людей. НЕ применяйте устройство на животных, таких как собаки или кошки.
18. НЕ прикладывайте устройство к легковоспламеняющимся или взрывоопасным материалам, так как высокая температура может привести к возгоранию или взрыву.

19.Устройство НЕ заменяет медицинскую консультацию или лечение. Если дискомфорт или симптомы после использования устройства продолжают сохраняться, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

20. НЕ погружайте устройство в воду. При случайном попадании в воду тщательно высушите устройство перед использованием. НЕ помещайте посторонние предметы в зарядный порт. 22. НЕ подвержайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это может привести к взрыву элемента питания или возгоранию.

23. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к повреждению прибора, а также аннулированию гарантии. Полную информацию о гарантийном обслуживании вы можете найти в соответствующем разделе текущего руководства.

### △ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство при повреждении. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении утечек или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элемент питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

### Зарядка

Данное устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить прибор.

**Подключение к источнику питания:**

Используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, адаптеру, внешнему аккумулятору или другому зарядному устройству) через зарядный порт. Ориентируйтесь на приведенную иллюстрацию.

- Во время зарядки синие индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда.
- При полном заряде все три синих индикатора горят постоянно.

- Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 40 минут (при использовании адаптера 5В/1А).
- При полном заряде устройство может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.

#### Инструкция по эксплуатации

Устройство имеет два температурных режима. Выберите подходящий в зависимости от состояния вашей кожи.

**1. Короткое воздействие**  
Зажмите кнопку HI или LO и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится красный индикатор. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. Через 3 секунды красный индикатор погаснет, что будет означать автоматическое выключение устройства.

**2. Длительное воздействие**  
Зажмите и удерживайте кнопку HI или LO. Даже после того, как загорится красный индикатор, продолжайте ее удерживать, пока не начнут поочередно активироваться синие индикаторы. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. (У устройства три

синих индикатора. Каждый горящий индикатор означает 1 дополнительное секунду к продолжительности воздействия.)

- Если горит 1 синий индикатор, продолжительность воздействия составляет 4 секунды.
- Если горят 2 синих индикатора, продолжительность воздействия составляет 5 секунд.
- Если горят 3 синих индикатора, продолжительность воздействия составляет 6 секунд (максимальная продолжительность).

**Примечание.** Если уже загорелись все три синих индикатора, но кнопка продолжает удерживаться, красный и синие индикаторы одновременно погаснут, а устройство автоматически выключится.

#### Сообщение уровня заряда

Кратковременно нажмите на кнопку HI или LO, после чего последовательно загорятся синие индикаторы, сообщая таким образом оставшийся уровень заряда.

| Состояние индикаторов | Уровень заряда                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3 постоянно горят     | 75%-100%                                                            |
| 2 постоянно горят     | 35%-75%                                                             |
| 1 постоянно горит     | 5%-35%                                                              |
| 1 мигает              | 0%-5% (В ближайшее время подключить устройство к источнику питания) |

#### Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China. Компания Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

**Зарядка**  
Данное устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить прибор.

**Подключение к источнику питания:**  
Используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, адаптеру, внешнему аккумулятору или другому зарядному устройству) через зарядный порт. Ориентируйтесь на приведенную иллюстрацию.

- Во время зарядки синие индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда.
- При полном заряде все три синих индикатора горят постоянно.

- Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 40 минут (при использовании адаптера 5В/1А).
- При полном заряде устройство может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.

#### Инструкция по эксплуатации

Устройство имеет два температурных режима. Выберите подходящий в зависимости от состояния вашей кожи.

**1. Короткое воздействие**  
Зажмите кнопку HI или LO и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится красный индикатор. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. Через 3 секунды красный индикатор погаснет, что будет означать автоматическое выключение устройства.

**2. Длительное воздействие**  
Зажмите и удерживайте кнопку HI или LO. Даже после того, как загорится красный индикатор, продолжайте ее удерживать, пока не начнут поочередно активироваться синие индикаторы. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. (У устройства три

11.初めて使用する際は、通常モードで敏感ではない小さな皮膚部分に試し、異常や不快感がないか確認してください。赤みや腫れ、その他異常な反応が出た場合は使用を中止してください。

12.使用中は肌の状態を注意深く観察してください。赤みの悪化、かゆみの増強、灼熱感、アレルギー反応などの異常症状が持続する場合は使用を中止し、流水で患部を洗い流してください。必要に応じて速やかに医療機関を受診してください。

13.顔や目の周り、その他の敏感で繊細な部位には使用しないでください。

14.過度に使用しないでください（同じ部位に1時間で5回以上使用しない）。また、やけどやアレルギー反応を防ぐために、各使用の間に少なくとも2分の間隔を空けてください。

15.使用中に皮膚をかかないでください。さらなる刺激や皮膚損傷を引き起こす可能性があります。

16.本製品の使用により、一時的に局所的な赤み、温感、軽い刺激を感じることがありますが、通常は数分以内に治まります。

17.本製品は人間の使用のみを目的としています。犬や猫などの動物には使用しないでください。

18.可燃性または爆発性のある物質の近くで使用しないでください。高温による発火や爆発の可能性があります。

19.本製品は医療や治療の代替品ではありません。使用後も不快感や症状が続く場合は、速やかに医療機関を受診してください。

20.本製品を水につけないでください。誤って水に落ちた場合は、完全に乾燥させてから使用してください。

21.充電ポートに異物を挿入しないでください。

22.60℃以上の高温環境に長時間さらさないでください。バッテリーの爆発・発火の可能性あります。

23.本製品を分解・改造しないでください。製品が破損し、保証が無効になる可能性があります。保証の詳細については、本取扱説明書の保証欄を参照してください。

#### △ 電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電電池の不適切な使用は、電池が大きく損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。製品が損傷している場合は使用しないでください。本製品を分解したり、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したりしないでください。万一、液漏れや異臭がした場合は、直ちに使用を中止してください。製品はは、該当する地域の法令に従って廃棄してください。

#### 充電機能

本製品は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。

**電源への接続:**図のように、USB充電ケーブルを本体につなぎ、外部電源（アダプター、モバイルバッテリーやその他充電デバイスなど）へ接続すると自動的に充電が始まります。

- 充電の進捗に応じて青色インジケーターが点滅から点灯へと変わっていきます。
- 3つの青色インジケーターが全て点灯状態になったらフル充電です。
- フル充電時約1時間40分です（5V/1Aアダプター使用時）
- フル充電されてからの待機時間は約1ヶ月です。

#### 操作方法

本製品は2種類の温度設定ができます。使用状況に応じて適切な温度を選んでください。

#### 1. かゆみの軽減

HI ボタン / LO ボタンを押し続けると赤色インジケーターが点灯します。この、ボタンをはなしてコンタクトプレート面を蚊に刺された部分にあててください。赤色インジケーターが点灯してから3秒後に本体がオフになり、インジケーターも消灯します。

#### 2. 長時間続くかゆみの低減

HI ボタン / LO ボタンを赤色インジケーターが点滅しても押し続けると、青色インジケーターが点灯します。ボタンをはなしてコンタクトプレート面を蚊に刺されて部分にあててください（青色インジケーターは3段階あります。青色インジケーターが点灯する数で使用時間を調整できます）。

- 青色インジケーターが1つ点灯している場合、使用時間は4秒です。

- 青色インジケーターが2つ点灯している場合、使用時間は5秒です。

- 青色インジケーターが3つ点灯している場合、使用時間は6秒です（最長）。

**ノート:** 青色インジケーターが3つ点灯してもボタンを押し続けていると、両方のインジケーターが消灯し本体がオフになります。

#### パワーインジケーターが

HI ボタン / LO ボタンを短く押すと、青色インジケーターが点灯して電池残量を表示します。

| インジケーター | 電池残量                  |
|---------|-----------------------|
| 3つ点灯    | 75%-100%              |
| 2つ点灯    | 35%-75%               |
| 1つ点灯    | 5%-35%                |
| 1つ点滅    | 0%-5%（なるべく早く充電してください） |

#### 免責事項

この製品は、中国 Ping An Insurance (グループ) 会社によって世界に保険が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

#### (Italiano)

#### △ Avvertenze

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di ingerirlo accidentalmente.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad alleviare il prurito causato dalle punture di zanzara.
- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Non è raccomandato per i bambini di età inferiore ai 10 anni. I bambini di età pari o superiore a 10 anni o le persone con disabilità devono utilizzare il prodotto solo sotto l'assistenza e la supervisione di un tutore legale.
- Per evitare ustioni, prodotto su neonati o bambini piccoli. NON utilizzare il

- NON utilizzare il prodotto in caso di malattie della pelle (ad es. eczema o dermatite infettiva) o di sensibilità al calore.
- NON utilizzare il prodotto su pelle rotta, ferita o infiammata o su aree con gravi reazioni allergiche, poiché potrebbe aggravare i sintomi o causare infezioni.
- Usare con cautela nei pazienti con disturbi convulsivi o cheloidi progressi. Si raccomanda un patch test prima del l'uso regolare.
- Consultare il medico preventivamente se si utilizza questo prodotto durante la gravidanza.

10. Usare con cautela o sotto controllo nei pazienti con disturbi sensoriali causati da disordini metabolici (ad es. diabete mellito, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, disfunzioni tiroidee o disordini neuroimmuni).

11. La modalità normale è consigliata per il primo utilizzo su una piccola area cutanea non sensibile, per verificare l'eventuale presenza di fastidi o reazioni allergiche. Interrompere l'uso del prodotto in caso di arrossamento, gonfiore o altre reazioni anomale.

12. Monitorare attentamente la pelle durante l'Uso. Interrompere l'uso del prodotto e sciacquare l'area interessata con acqua corrente se si verificano sintomi anomali e persistono (ad esempio, forte arrossamento, prurito, sensazione di bruciore o reazioni allergiche) intenso. Se necessario, rivolgersi immediatamente a un medico.

13. NON utilizzare il prodotto sul viso, in prossimità degli occhi o su altre aree cutanee sensibili e delicate.

14. NON utilizzare eccessivamente il prodotto. Si raccomanda di non utilizzare consecutivamente sulla stessa area cutanea più di 5 volte all'ora e di lasciare un intervallo di almeno 2 minuti tra un'applicazione e l'altra per evitare scottature o reazioni allergiche.

15. NON grattare l'area cutanea durante l'uso per evitare ulteriori irritazioni e potenziali danni alla pelle.

16. Questo prodotto può causare un temporaneo arrossamento localizzato, calore o una lieve sensazione di bruciore, che in genere si attenua nel giro di pochi minuti.

17. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso umano. NON applicare ad animali come cani o gatti.

18. NON utilizzare il prodotto su materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione. 19. Questo prodotto non sostituisce la consulenza o il trattamento medico. Se i disturbi i, rivolgersi tempestivamente a un medico i sintomi persistono dopo l'uso.

20. NON mettere il prodotto in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, asciugarlo accuratamente prima dell'uso.

21. NON inserire corpi estranei nella porta di ricarica.

22. NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60° C (140° F) per un periodo di tempo prolungato, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione o la combustione della batteria.

23. NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanziacomplete.

#### △ Sicurezza delle batterie

L'uso improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smettere il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

#### Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si consiglia di caricare il prodotto prima del primo utilizzo.

**Collegamento all'alimentazione:** Come illustrato, utilizzare un cavo per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore da muro con presa USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica del prodotto per avviare il processo di ricarica.

- Durante il processo di ricarica, gli indicatori blu passano gradualmente da lampeggianti a fissi, uno per uno, indicando il livello di carica della batteria.
- Quando il prodotto è completamente carico, i 3 indicatori blu si accendono costantemente.

- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 40 minuti (con un adattatore) da 5V/1A.
- Quando è completamente carica, l'autonomia in standby è di circa 12 mesi.

#### Istruzioni per l'uso

Il prodotto presenta due impostazioni di temperatura. Selezionare l'appropriata impostazione in base alle condizioni della pelle.

#### 1. Sollievo rapido dal prurito

Tenere premuto il pulsante HI / LO finché l'indicatore rosso non si accende in modo fisso. Rilasciare il pulsante e posizionare la piastra di contatto sulla zona della puntura di zanzara. Dopo 3 secondi, l'indicatore rosso si spegne automaticamente, indicando che il prodotto si è spento.

#### 2. Sollievo dal prurito di lunga durata

Tenere premuto il pulsante HI / LO. Anche dopo l'accensione fissa dell'indicatore rosso, continuare a tenere premuto il pulsante finché non si accendono gli indicatori blu. Rilasciarlo e posizionare la piastra di contatto sulla della zona puntura di zanzara. (Il prodotto ha tre indicatori blu. Ogni indicatore blu attivato indica un secondo in più di durata del sollievo).

- Quando si accende 1 indicatore blu, la durata del rilievo è di 4 secondi.

- Quando accendono si2 indicatori blu, la durata del rilievo è di 5 secondi.

- Quando si accendono 3 indicatori blu, la durata del rilievo è di 6 secondi (durata massima)

**Nota:** se tutti e tre gli indicatori blu sono accesi e si continua a premere il pulsante, gli indicatori rosso e blu si spengono contemporaneamente e il prodotto si spegne automaticamente.

#### Indicazione di carica

Premendo brevemente il pulsante HI / LO, gli indicatori blu corrispondenti si accendono in sequenza per indicare la carica residua della batteria.

| Stato degli indicatori | Livello di carica                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3 costanti             | 75%-100%                                                      |
| 2 costanti             | 35%-75%                                                       |
| 1 costante             | 5%-35%                                                        |
| 1 lampeggiante         | 0%-5% (si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile) |

#### Esclusione di responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclaims di qualsiasi tipo subiti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

4. Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Не рекомендується дітям до 10 років. Діти віком від 10 років або особи з обмеженими можливостями повинні використовувати виріб лише за допомогою та під наглядом законного опікуна.

5. НЕ використовуйте виріб для немовлят або маленьких дітей, щоб запобігти опікам.

6. НЕ використовуйте виріб, якщо у вас є захворювання шкіри (наприклад, екзема або інфекційні дерматити) або чутливість до тепла.

7. НЕ використовуйте виріб на пошкоджений, поранений або запалений шкірі або на ділянках із сильними алергічними реакціями, оскільки це може посилити симптоми або викликати інфекції.

8. Використовуйте з обережністю пацієнтам із судомними розладами або келоїдами в анамнезі. Перед регулярним використанням рекомендується провести патч-тест.

9. Якщо ви використовуєте цей виріб під час вагітності, заздалегідь зверніться до лікаря.

10. Застосовуйте з обережністю або під наглядом пацієнтам із сенсорними порушеннями, спричиненими метаболічними порушеннями (наприклад, цукровий діабет, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, дисфункція щитовидної залози або нейромійні розлади).

11. Звичайний режим рекомендується для першого використання на невеликій нечутливій ділянці шкіри, щоб перевірити, чи немає дискомфорту чи алергічних реакцій. Припиніть використання виробу, якщо розвинеться почервоніння, набряк або інші аномальні реакції.

12. Уважно стежте за своєю шкірою під час використання. Припиніть використання виробу та промійте уражену ділянку проточною водою, якщо виникнуть і не зникають будь-які аномальні симптоми (наприклад, сильне почервоніння, посилені свербіж, відчуття печіння або алергічні реакції).

13. НЕ використовуйте виріб на обличчі, біля очей або інших чутливих і делікатних ділянок шкіри.

14. НЕ зловживайте виробом. Рекомендується не використовувати посіль на тій самій ділянці шкіри більше 5 разів на годину та залишати інтервал не менше 2 хвилин між кожним нанесенням, щоб уникнути опіків або алергічних реакцій.

15. НЕ дряпайте ділянку шкіри під час використання, щоб уникнути подальшого подразнення та можливого пошкодження шкіри.

16. Цей виріб може викликати тимчасове локалізоване почервоніння, тепло або легке відчуття печіння, яке зазвичай зникає протягом кількох хвилин.

17. Цей виріб призначений лише для використання людиною. НЕ застосовуйте його до тварин, таких як собаки чи коти.

18. НЕ використовуйте виріб на легкороздирних або вибухонебезпечних матеріалах, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.

19. Цей виріб не є заміною медичної консультації чи лікування. негайно зверніться до лікаря, якщо дискомфорт або симптоми не зникають після використання.

20. НЕ кладіть виріб у воду. Будь ласка, ретельно викушіть його перед використанням у разі випадкового падіння у воду.

21. НЕ вставляйте сторонні предмети в зарядний порт.

22. НЕ піддавайте виріб діл температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до вибуху або займання батареї

23. НЕ розбирайте та не модифікуйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

#### △ Попередження

- Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу.
- Будь ласка, зберігайте цей виріб у недоступному для дітей та домашніх тварин місці, щоб запобігти випадковому ковтання.
- Цей виріб призначений тільки для зняття свербіння, викликаного укусами комах.

#### △ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загроз безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не прокалюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який витік або незвичиний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

#### Функція зарядки

Виріб оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть виріб перед першим використанням.

**Підключення живлення:** як показано на малюнку, використовуйте USB-кабель для заряджання, щоб під'єднати зовнішнє джерело живлення (наприклад, адаптер, блок живлення або інші зарядні пристрої) до порту заряджання виробу, щоб розпочати процес заряджання.

- Під час заряджання сині індикатори поступово змінюватимуть блимання на постійне світло, один за одним, відображаючи рівень заряду батареї.
- Коли виріб буде повністю заряджено, 3 сині індикатори почнуть світитися постійно.
- Час заряджання становить приблиз. 1 година 40 хвилин (заряджається через адаптер 5V/1A).
- При повному заряді час роботи в режимі очікування становить близько 12 місяців.

#### Інструкція з експлуатації

Виріб має два режими температури. Виберіть відповідне налаштування залежно від стану вашої шкіри.

#### 1. Швидке зняття свербіння

Натисніть і утримуйте кнопку HI/LO, доки червоний індикатор не почне світитися постійно. Відпустіть кнопку та покладіть контактную пластину на місце укусу комах. Через 3 секунди червоний індикатор автоматично згасне, вказуючи на те, що виріб вимкнено.

#### 2. Довготривале полегшення свербіж

Натисніть і утримуйте кнопку HI/LO. Навіть після того, як червоний індикатор починає горіти безперервно, продовжуйте утримувати кнопку, доки не загоряться сині індикатори. Відпустіть його та покладіть контактную пластину на місце укусу комах. (Виріб має три сині індикатори. Кожен активований синій індикатор вказує на додаткову секунду тривалості полегшення).

- При включенні 1 синього індикатора тривалість зняття свербіння становить 4 секунди.
- При включенні 2 синіх індикаторів тривалість зняття свербіння становить 5 секунд.
- При включенні 3 синіх індикаторів тривалість зняття свербіння становить 6 секунд (максимальна тривалість).

**Примітка:** Якщо всі три сині індикатори вмикнуть, а кнопку продовжувати натискати, червоний і синій індикатори одночасно вимкнуться, а виріб автоматично вимкнеться.

#### Індикація потужності

Коротко натисніть кнопку HI/LO, і відповідні сині індикатори будуть послідовно вмикатися, щоб вказати залишок заряду батареї.

| Статус індикаторів   | Рівень потужності                              |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 3 Постійно включені  | 75%-100%                                       |
| 2 Постійно включені  | 35%-75%                                        |
| 1 Постійно включений | 5%-35%                                         |
| 1 Блимає             | 0%-5% (Будь ласка, зарядіть виріб якнайшвидше) |

#### Відмова від відповідальності

Цей виріб застрахований у всьому світі Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження чи претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача.

焚烧本品。如果发现有任伺泄漏或异味，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

#### 充电

本品自带智能充电功能，初次使用前，请先对本品进行充电。

**连接电源：**如图所示，把 USB 充电线一端连接至充电接口，另一端接上电源（适配器、移动电源或其他充电设备）即可进行充电。

- 当本品处于正常充电状态时，蓝色电量指示灯闪烁，提示正在充电中。
- 当 3 颗电量指示灯长亮，表示充电完成。
- 充电时间约为 1 小时 40 分钟（5V/1 A 适配器）。
- 满电时，理论待机时间约为 1 年。